

№ лота	Наименование	Техническое задание
	<b>Низкотемпературный формальдегидный стерилизатор</b>	<p>Применение для стерилизации термолабильных изделий, выдерживающих температуру не выше 55 град. С; 60 град. С и 75 град. С</p> <p>Внешние размеры, не более 1820x670x1040 мм  Объем стерилизационной камеры, не менее 110 л  Размер стерилизационной камеры, не менее 320x380x900 мм  Напряжение питания 400В, 50/60Гц  Потребляемая мощность, не более 6,5 кВт  Вес, не более 490 кг  Высота загрузки, не более 850 мм  Материал наружной облицовки хромоникелевая листовая сталь  Материал камеры из нержавеющей стали сплав лёгких металлов на базе алюминия  Материал двери сплав лёгких металлов на базе алюминия в комбинации с хромоникелевой сталью  Три программы стерилизации: 55<sup>0</sup>С, 60<sup>0</sup>С и 75<sup>0</sup> Наличие  Стерилизующий агент 2%-ный формальдегид  Счётчик партий  5 встроенных программ: три программы стерилизации (55<sup>0</sup>С, 60<sup>0</sup>С и 75<sup>0</sup>С), тест-программа вакуума, сервисная программа тест-цикл  Встроенный термопринтер, с шириной бумаги не менее 110 мм  Распечатка протокола на русском языке  Жидкокристаллический дисплей на русском языке  Цифровая и графическая индикация выполнения программы на дисплее (температура, фаза цикла, индикация неисправностей)  Сенсорная панель оператора  Звуковая сигнализация окончания цикла стерилизации  Звуковая сигнализация сбоя  Полное автоматическое микропроцессорное управление для обеспечения надежности и точности хода циклов стерилизации (исключение влияния на процесс стерилизации человеческого фактора)  Автоматические блокировки ошибок  Загрузочная корзина  Возможность подключения ПК  Прозрачные рулоны плоские с индикатором паровой и ФО стер-ии - На выбор: 50ммx200м; 100ммx200м; 200ммx200м; 300ммx200м; 380ммx200м - 3 кор.  Прозрачные рулоны со складкой и с индикатором паровой и ФО стер-ии - На выбор: 5ммx25ммx100м; 100ммx50ммx100м; 150ммx50ммx100м; 250ммx65ммx100м; 0ммx80ммx100м. - 3 кор.  Тест полоски для стерилизации шланга длиной 1500мм и диаметром до 2 мм 200 полосок  Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в</p>

		РК (нотариально засвидетельствованные копии). Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Срок поставки 90 дней
--	--	---