

«Утверждаю»

И.о. Главного врача
КГП на ЦХВ «Павлодарская
городская больница №1
Мотовилов А.Д.



Техническая спецификация

Видеоцистоуретроскоп с мобильной системой в комплекте.

Видеокамера эндоскопическая мобильная видеосистема для эндоскопии для использования со всеми головками камеры и видеоэндоскопами. встроенный LED источник света, модуль обработки

изображения, встроены 15" LCD экран, USB/SD модуль памяти, цветовая система PAL/NTSC, Питание: 100-240 VAC, 50/60 Hz Включая 20040240RU клавиатуру с тачпадом, RU раскладка, 20040282 USB Stick 32Gb, 400 F шнур питания.

Видеоцистоуретроскоп, гибкий, PAL, инструментальный канал 6,5 Шр. отклонение дистального кончика: вверх/вниз 210° / 140° угол зрения 0° угловая апертура 120° рабочая длина 37 см внешний диаметр 16 Шр. В комплект входят следующие принадлежности: 27677 В - чемодан 27023 FE -

захватывающие щипцы, для малых фрагментов, 5 Шр., с одной подвижной браншей, гибкие, длина 73 см 27023 ZE - биопсийные щипцы, 5 Шр., с одной подвижной браншей, гибкие, длина 73 см 13242 XL - устройство проверки

герметичности с грушей и манометром 11025 E - клапан выпуска воздуха 27651 В - чистящая щетка, гибкая, для использования с инструментальным каналом 1,6-2,3 мм, рабочая длина 100 см 20213070 - видеосоединительный

кабель 27014Y - LUER соединитель

Адаптер, видеоэндоскопический PAL/NTSC, длина 90 см., для использования видеоэндоскопов с блоком GI CCU и IMAGE 1

Зажим, корзинчатый захват для камней, размер 5 Шр., длина 60 см, включает:

1x 27023 VT трех-кольцевая рукоятка

3x 27023 VR корзинка

3x 27023 VS спираль

Электрод, коагуляционный, 4 Шр., монополярный, длина 73 см. Стойка мобильная, для эндоскопического оборудования, 1 TROLL-E, перемещается на 4 -х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами, для монтажа монитора с VESA 75/100 адаптером, встроенным кабельным каналом в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку, макс. нагрузка для монитора 15 кг, размеры : передвижная стойка 670 x 1600 x 670 мм (ш x в x г), полка: 455 x 350 мм (ш x г), диаметр роликов: 100 мм. Поставка в разобранном виде. Стойка состоит из: 20020060 - подставка

для передвижной стойки, 20020062 - модуль для кабелей, 20020047 - полка