

ПРОТОКОЛ № 20
итога по закупке медицинских изделий на 2025 год
для КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови»
способом проведения тендера.

г. Павлодар

20 января 2025 года

В соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 (далее - Правила), тендерная комиссия в составе:

1. Сыздыкова С.Б. – зам. директора по МЧ, председатель;
 2. Макишева Г.Б. – зав.ОТК, зам. председателя комиссии;
 3. Алейник А.Я. – главная медсестра, член комиссии;
 4. Сиязова Ж.С. – зав.ЛДИ, член комиссии;
 5. Тулемисов М.Ш. – председатель профсоюзного комитета, член комиссии;
- Мусадилова С.Н. – бухгалтер, секретарь комиссии.

Подвела итоги закупки медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2025 год, способом тендера.

1. Наименование, краткое описание закупаемых медицинских изделий по лотам и сумма закупки:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки в тенге
1	ID -карта для определения группы крови(ABO)перекрестным методом (24x12 карт)	ID -карта для определения группы крови(ABO)перекрестным методом (24x12 карт)- для определения группы крови (аво) перекрестным методом (двойной реакцией) с помощью id-карт, содержащих моноклональные антитела и стандартных эритроцитов. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:ID-Карта "ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов" содержит моноклональные анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка cтl является отрицательным контролем. Две микропробирки с "нейтральным" гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами.	уп	10	5 304 750
2	Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ABO/A1B(2x10 мл).Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ID-DiaCell ABO/A1-B	Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ABO/A1B(2x10 мл).Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ID-DiaCell ABO/A1-B. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Все реагенты стандартных эритроцитов имеют человеческое происхождение, в 0.8% (± 0.1%) суспензии эритроцитов в специальном буферном растворе. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол. ID-ДиаСелл ABO: A1, A2, B, O / A1, A2, B / A1, B, O / A1, B	наб	11	248 413

		/ A1 / A2 / B / O. Заказ и поставка, каждые 4 недели.			
3	ID карта DiaClon 24*12 Rh-Subgroups+K. Карты для фенотипирования по системе Rh/K (112x12 карт)	Карты для фенотипирования по системе Rh/K (112x12 карт). Карты для фенотипирования по системе Rh/K DiaClon Rh- Subgroups+K. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: ID-карта "ДиаКлон Rh Подгруппы + K" содержит моноклональные антитела анти-С (клеточная линия MS-24), анти-с (клеточная линия MS-33), анти-Е (клеточная линия MS-260), анти-е (клеточная линия MS-16, MS-21, MS-63) и анти-К (клеточная линия MS-56) в гелевом матриксе. Микропробирока (Cтl) является отрицательным контролем. Консервант: <0,1% NaN3. Реагенты предназначены только для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека. Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ.	уп	1	891 066
4	ID -карты Liss/Coombs, для прямого и непрямого антиглобулинового теста (112x12 карт)	ID -карты для прямого и непрямого антиглобулинового теста (112x12 карт)- для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: ID-карты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон по С139-9), суспензированный в геле. Хранить при комнатной температуре (18-25оС). Консервант: <0,1% NaN3.	уп	2	5 144 194
5	ID-DiaCell I-II-III Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител(3x10 мл)	Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител(3x10 мл). Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител: Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-System. Для скрининга антител: ID-DiaCell I-II-III. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%). Консерванты: антибактериальные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Для скрининга антитела отдельных доноров, группа крови O: ID-DiaCell I-II-III R1wR1+ R2R2 +tt для IAT и NaCl -теста.	наб	11	507 870
6	Внутренний контроль 1 4x6мл	Внутренний контроль качества Набор суспензий цельной крови человека предназначенный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом анализаторе "Saxo ID-Reader II ". Материал контрольный ИH- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе ABO, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов. 1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт.	уп	2	140 866

		(на казахском и русском языках). Температура хранения +2 - +8°C. Требование: соблюдение холодовой цепи.			
7	Внутренний контроль 2 4хмл	Внутренний контроль качества Набор суспензий цельной крови человека предназначенный для проведения ежедневного внутреннего контроля качества на иммуногематологическом Saxo ID-Reader II " (ИН-QC 2) . Материал контрольный ИН- QC предназначен для контроля качества реагентов ID-system, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системе ABO, Rh(RH) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммуногематологических тестов .1 упаковка состоит из 2 наборов образцов. В каждой упаковке 4 пробирок по 6 мл контрольного материала. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). Температура хранения +2 +8°C. Требование: соблюдение холодовой цепи.	уп	2	149 292
8	ID-DiaPanel 11*4мл Стандартные панели эритроцитов для идентификации антител	Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-System. Для идентификации антител: 004114V ID-Panel, Для скрининга антител СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%). ID-DiaPanel 11 тест-клеток для IAT и NaCl теста Для выявления антител отдельных доноров, группа крови O: Консерванты: антибактериальные средства триметоприм и сульфаметоксазол. ID-DiaPanel 11 тест-клеток для IAT и NaCl теста	наб	2	217 954

2. Дата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:

№ п/п	Дата	Время	Наименование потенциального поставщика	Юридический адрес
1	09.01.2025	15:15	ТОО «AUM+»	г. Астаны, ул.Брусилловский, 24/1

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки. Тендерная комиссия рассмотрела представленные тендерные заявки потенциального поставщика на соответствие условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 и 11 Правил (Приложение 1).

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

- Потенциальный поставщик ТОО «AUM+», г. Астана, ул.Брусилловский, 24/1

№ лота	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Производитель
1	ID -карта для определения группы крови(ABO)перекрестным методом (24x12 карт)	уп	10	530 475	DiaMed GmbH Швейцария
2	Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ABO/AIB(2x10 мл).Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом ID-DiaCell ABO/A1-B	наб	11	22 583	DiaMed GmbH Швейцария

3	ID карта DiaClon 24*12 Rh-Subgroups+K. Карты для фенотипирования по системе Rh/K (112x12 карт)	уп	1	891 066	DiaMed GmbH Швейцария
4	ID -карты Liss/Coombs, для прямого и непрямого антиглобулинового теста (112x12 карт)	уп	2	2 572 097	DiaMed GmbH Швейцария
5	ID-DiaCell I-II-III Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител(3x10 мл)	наб	11	46 170	DiaMed GmbH Швейцария
6	Внутренний контроль 1 4x6мл	уп	2	70 433	DiaMed GmbH Швейцария
7	Внутренний контроль 2 4x6мл	уп	2	74 646	DiaMed GmbH Швейцария
8	ID-DiaPanel 11*4мл Стандартные панели эритроцитов для идентификации антител	наб	2	108 977	DiaMed GmbH Швейцария

5. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика условиям Правил;
- представление гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;
- соответствие тендерной заявки требованиям тендерной документации;
- цены тендерных заявок потенциальных поставщиков в соответствии с суммой, выделенной для закупа;
- соответствие технических характеристик потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков условия Правил в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет – ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

6. Наименование и местонахождение победителя по лоту тендера и условия, по которым определен победитель:

По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок тендерная комиссия единогласно **РЕШИЛА**: определить победителем тендера - ТОО «AUM+», г. Астана, ул.Брусиловский, 24/1, на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил.

.Срок, в течении которого надлежит заключить договор закупа.

Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа. Победитель тендера подписывает договор закупа в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора, либо письменно уведомляет о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

. **Информация о привлечении экспертной комиссии.** Экспертная комиссия не привлекалась.

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Сыздыкова С.Б.

Макишева Г.Б.

Алейник А.Я

Сязова Ж.С.

Тулемисов М.Ш.

Мусадилова С.Н.